

Auslesen der Nutzungs- /Betriebsstunden bei ResMed-Therapiegeräten

Bitte lesen Sie den hervorgehobenen Gesamtwert ab und übermitteln Sie genau diesen Wert.

S9™-Serie, bis 2012



1. Schalten Sie das Therapiegerät wie gewohnt ein. Im Ausgangsbildschirm steht „Startseite“ in der obersten Zeile.
2. Halten Sie die Info- und Setuptaste gleichzeitig für ca. 4 Sekunden gedrückt.
3. Das Menü „Schlafqualität“ wird angezeigt. Links sollten vier Symbole sichtbar sein. Werden weniger angezeigt, wiederholen Sie Schritt 2.
4. Drehen Sie den Bediencontroller bis „Schlafbericht“ angezeigt wird. Bestätigen Sie durch Drücken des Bediencontrollers.
5. Drehen Sie den Bediencontroller bis „Betr. Std.“ zu sehen ist.
6. Kehren Sie über „Startseite“ oder durch zweimaliges Drücken der „i“-Taste zurück.

Zu übermitteln:
„Betr. Std.“ (Betriebsstunden)

S9™-Serie, ab 2013



1. Schalten Sie das Therapiegerät wie gewohnt ein. Im Ausgangsbildschirm steht „Startseite“ in der obersten Zeile.
2. Drücken Sie kurz die „i“-Taste und drehen Sie den Bediencontroller bis „Service“ in der obersten Displayzeile angezeigt wird.
3. In der obersten Menüzeile des rechten Displaybereichs werden die aufsummierten Betriebsstunden angezeigt.
4. Drücken Sie erneut die „i“-Taste, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Zu übermitteln:
aufsummierte Betriebsstunden

AirSense™ 10- und AirCurve™ 10-Serie



1. Schalten Sie das Therapiegerät wie gewohnt ein. Warten Sie, bis oben „Startseite“ erscheint.
2. Drehen Sie den Bedienregler bis „Schlafbericht“ blau oder rosa hinterlegt ist. Bestätigen Sie durch Drücken des Bedienreglers.
3. Der unter „Gesamtnutzg“ dargestellte Wert zeigt die Betriebsstunden an. Fahren Sie bei Bedarf mit dem Bedienregler nach unten.
4. Kehren Sie über „Startseite“ oder mit der Home-Taste zur Startseite zurück.

Zu übermitteln:
Wert unter „Gesamtnutzg“

AirSense™ 11-Serie



1. Schließen Sie das Therapiegerät an eine Stromquelle an. Beantworten oder überspringen Sie mögliche Care Check-In-Fragen.
2. Wählen Sie auf der Startseite „Mein Schlaf“ und öffnen Sie den Bereich „Nutzg.“.
3. Einfache Patientenansicht: Hier stehen die Nutzungsstunden der letzten Nacht und die Gesamtnutzungsstunden.
4. Erweiterte Patientenansicht: Scrollen Sie nach den Nutzungsstunden der letzten Nacht weiter nach unten bis zu den Gesamtnutzungsstunden.

Wichtig

Bitte erfassen und übermitteln Sie die Gesamtnutzungsstunden. Nicht nur die Nutzungsstunden der letzten Nacht oder eines ausgewählten Zeitraums.

Zu übermitteln:
Gesamtnutzungsstunden

AirMini™



1. Versorgen Sie das AirMini mit Strom und aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone.
2. Öffnen Sie die AirMini by ResMed App. Stellen Sie sicher, dass das Smartphone mit dem AirMini verbunden ist.
3. Öffnen Sie „Mehr“ und wählen Sie „AirMini Info“.
4. Lesen Sie „Gesamtnutzungsstunden“ ab und verwenden Sie genau diesen kumulierten Gesamtwert für die Rückmeldung.

Wichtig

Bitte übermitteln Sie die Gesamtnutzungsstunden. Wird kein Wert angezeigt, prüfen Sie die Bluetooth-Verbindung zum AirMini.

Zu übermitteln:
Gesamtnutzungsstunden