



Stromverbrauch Therapiegeräte

CPAP	Betrieb [Wh]	Standby [Wh]
AirSense™ 11 Elite	7	2
AirSense 11 Elite mit Atemluftbefeuchter HumidAir™M11	19	2
AirSense 11 Elite mit Atemluftbefeuchter HumidAir 11 & beheizbarem Schlauch ClimateLineAir™M11	55	2
AirSense™ 10 Elite	7	5
AirSense 10 Elite mit Atemluftbefeuchter HumidAir™	22	5
AirSense 10 Elite mit Atemluftbefeuchter HumidAir & beheizbarem Schlauch ClimateLineAir™	34	5
S9 Elite™ / S9 Escape™	6	3
S9 Elite / S9 Escape mit Atemluftbefeuchter H5i™	38	3
S9 Elite / S9 Escape mit Atemluftbefeuchter H5i & beheizbarem Schlauch ClimateLine™	72	3
S8 Elite II™ EBW	10	6
S8 Elite II EBW mit Atemluftbefeuchter H4i™	40	7
S8 Elite II (Auslaufmodell)	13	4
S8 Elite II mit Atemluftbefeuchter H4i (Auslaufmodell)	55	5
S8 Elite II mit Atemluftbefeuchter HumidAire 3i™ (Auslaufmodell)	44	5
S8™ Elite (nicht mehr im Programm)	12	9
S8 Elite mit Atemluftbefeuchter HumidAire 3i (nicht mehr im Programm)	53	9
APAP	Betrieb [Wh]	Standby [Wh]
AirMini™	6,3	1
AirSense™ 11 AutoSet	7	2
AirSense 11 AutoSet mit Atemluftbefeuchter HumidAir™M11	19	2
AirSense 11 AutoSet mit Atemluftbefeuchter HumidAir 11 & beheizbarem Schlauch ClimateLineAir™M11	55	2
AirSense™ 10 AutoSet	7	5
AirSense 10 AutoSet mit Atemluftbefeuchter HumidAir	22	5
AirSense 10 AutoSet mit Atemluftbefeuchter HumidAir & beheizbarem Schlauch ClimateLineAir	34	5
AirSense™ 10 AutoSet for Her	7	5
AirSense 10 AutoSet for Her mit Atemluftbefeuchter HumidAir	22	5
AirSense 10 AutoSet for Her mit Atemluftbefeuchter HumidAir & beheizbarem Schlauch ClimateLineAir	34	5
S9 AutoSet™ / S9 Escape™ Auto	6	3
S9 AutoSet / S9 Escape Auto mit Atemluftbefeuchter H5i	38	3
S9 AutoSet / S9 Escape Auto mit Atemluftbefeuchter H5i & beheizbarem Schlauch ClimateLine	72	3
S8 AutoSet Spirit II EBW	10	6
S8 AutoSet Spirit II EBW mit Atemluftbefeuchter H4i	40	7

S8 AutoSet Spirit II (Auslaufmodell)	13	4
S8 AutoSet Spirit II mit Atemluftbefeuchter H4i (Auslaufmodell)	55	5
S8 AutoSet Spirit II mit Atemluftbefeuchter HumidAire 3i (Auslaufmodell)	44	5
S8 AutoSet Spirit™ (Auslaufmodell)	12	9
S8 AutoSet Spirit mit HumidAire 3i (Auslaufmodell)	53	9
AutoSet™ Spirit (nicht mehr im Programm)	17	k. A.
AutoSet Spirit mit HumidAire™ 2i (nicht mehr im Programm)	44	k. A.
Automatisches BiLevel	Betrieb [Wh]	Standby [Wh]
AirCurve™ 10 VAuto	9	5
AirCurve 10 VAuto mit Atemluftbefeuchter HumidAir	23	5
AirCurve 10 VAuto mit Atemluftbefeuchter HumidAir & beheizbarem Schlauch ClimateLineAir	41	5
S9™ Auto 25	10	3
S9 Auto 25 mit Atemluftbefeuchter H5i	19	3
S9 Auto 25 mit Atemluftbefeuchter H5i & beheizbarem Schlauch	58	3
S8 Auto 25	7	3
S8 Auto 25 mit Atemluftbefeuchter H4i	40	4
BiLevel	Betrieb [Wh]	Standby [Wh]
AirCurve™ 10 S	9	5
AirCurve 10 S mit Atemluftbefeuchter HumidAir	23	5
AirCurve 10 S mit Atemluftbefeuchter HumidAir & beheizbarem Schlauch ClimateLineAir	41	5
S9 VPAP™ S	8	3
S9 VPAP S mit Atemluftbefeuchter H5i	17	3
S9 VPAP S mit Atemluftbefeuchter H5i & beheizbarem Schlauch ClimateLine	56	3
VPAP™ IV S	8	3
VPAP™ IV S mit Atemluftbefeuchter H4i	41	5
VPAP™ III (Auslaufmodell)	15	k.A.
VPAP III mit Atemluftbefeuchter HumidAire 2i (Auslaufmodell)	42	k.A.
VPAP™ II (nicht mehr im Programm)	40	k.A.
BiLevel ST	Betrieb [Wh]	Standby [Wh]
AirCurve™ 10 ST	10	5
AirCurve 10 ST mit Atemluftbefeuchter HumidAir	24	5
AirCurve 10 ST mit Atemluftbefeuchter HumidAir & beheizbarem Schlauch ClimateLineAir	43	5
S9 VPAP™ ST	8	3
S9 VPAP ST mit Atemluftbefeuchter H5i	17	3
S9 VPAP ST mit Atemluftbefeuchter H5i & beheizbarem Schlauch ClimateLine	56	3
VPAP IV ST	8	3
VPAP IV ST mit Atemluftbefeuchter H4i	41	5
VPAP™ III ST - A (Auslaufmodell)	20	k.A.
VPAP III ST - A mit Atemluftbefeuchter HumidAire 2i (Auslaufmodell)	47	k.A.
VPAP III ST - A QuickNav (Auslaufmodell)	17	k.A.
VPAP III ST - A QuickNav mit Atemluftbefeuchter HumidAire 2i (Auslaufmodell)	47	k.A.
VPAP III ST (nicht mehr im Programm)	15	k.A.
VPAP III ST mit Atemluftbefeuchter HumidAire 2i (nicht mehr im Programm)	42	k.A.

AutoSet CS	Betrieb [Wh]	Standby [Wh]
AirCurve™ 10 CS-A PaceWave™	10	5
AirCurve 10 CS-A PaceWave mit Atemluftbefeuchter HumidAir	27	5
AirCurve 10 CS-A PaceWave mit Atemluftbefeuchter HumidAir & beheizbarem Schlauch ClimateLineAir	44	5
AirCurve™ 10 CS PaceWave™	9	5
AirCurve 10 CS PaceWave mit Atemluftbefeuchter HumidAir	27	5
AirCurve 10 CS PaceWave mit Atemluftbefeuchter HumidAir & beheizbarem Schlauch ClimateLineAir	44	5
AutoSet CS™ PaceWave	8	3
AutoSet CS PaceWave mit Atemluftbefeuchter H5i	16	3
AutoSet CS mit Atemluftbefeuchter H5i & beheizbarem Schlauch ClimateLine	46	3
AutoSet CS™ 2 (Auslaufmodell)	44	34
Beatmung	Betrieb [Wh]	Standby [Wh]
Astral™	12	5
VS™ III	max. 75	max. 8
Stellar™	10,6	6,8
Stellar mit Atemluftbefeuchter H4i	21,6	k.A.
Elisée™ 150	max. 75	max. 40
Lumis™ 150 VPAP ST-A	10	5
Lumis 150 VPAP ST-A mit Atemluftbefeuchter HumidAir	24	5
Lumis 150 VPAP ST-A mit Atemluftbefeuchter HumidAir & beheizbarem Schlauch ClimateLineAir	43	5
Atemluftbefeuchter	Betrieb [Wh]	Standby [Wh]
HumiCare™ D900	90 – 180	4
HumidAire (nicht mehr im Programm)	90	k.A.

Hinweis: Die Atemtherapiegeräte können je nach Geräteeinstellungen und Therapiekonfiguration unterschiedliche Leistungsaufnahmen haben. Die Verwendung eines Atemluftbefeuchters und eines beheizbaren Schlauchs erhöhen die Leistungsaufnahme des Therapiegeräts signifikant. Hier sind praxisnahe Leistungsaufnahmen aufgeführt, die unter Laborbedingungen messtechnisch ermittelt worden sind. Messungen unter anderen Randbedingungen oder Einstellungen oder Kombinationen können zu anderen Ergebnissen führen. In diesem Falle sollte die tatsächliche Leistungsaufnahme vor Ort mit Hilfe eines Stromverbrauchsmessgeräts ermittelt werden.

Sauerstofftherapie	Situation	Verbrauch [Wh]
Activox™ 4L	Akku komplett geladen, Gerät im Betrieb, Boluseinstellung 2, Atemfrequenz = 15 / min	18
	Akku komplett geladen im Standby-Betrieb	1
	Akku (int. oder extern sind entladen), Gerät im Betrieb, Boluseinstellung 2, Atemfrequenz = 15 / min	62/61
	Akku komplett entladen / muss geladen werden im Standby-Betrieb	45